

## Opatrunek VIGGO

Przezroczysty opatrunek z plastrem do mocowania i stabilizacji wkuc naczyń u noworodków i małych dzieci

**Opatrunek do mocowania VIGGO** został zaprojektowany specjalnie do wykorzystania na oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych. Dzięki niewielkim rozmiarom zapewnia komfort najmniejszym pacjentom a dzięki zastosowanemu klejowi jest wyjątkowo delikatne dla skóry.

### Zaprojektowane dla użytkowników

- Łatwa, bezproblemowa aplikacja
- Brak typowego przekręcania i przklejania plastra
- Bezpośrednio zintegrowane 2 dodatkowe sterylne paski

### Paski o dużych wymiarach

- Do mocowania cewnika lub jego skrzydełek
- Do mocowania „szlufek zabezpieczających”

### Wodoodporna warstwa

- Na całej powierzchni opatrunku

### Wzmocnione obszary

- Poprawa stabilności cewnika
- Zminimalizowane ryzyko rozciągnięcia

### Specjalna oprawa

- Ułatwia naklejanie
- Zapobiega typowemu sklejeniu się lub rozciąganiu plastra przy naklejaniu

### Przezroczysty obszar

- Umożliwia ciągłą obserwację miejsca wkłucia

### Wcięcie w kształcie litery U

- Umożliwia krzyżowanie skrzydełek dla lepszego mocowania

### Nie zawiera lateksu, hipoalergiczny

- Hipoalergiczny klej



Nr katalogowy	Nazwa	Rozmiar	Opakowanie
812016	Viggo mały	3,5 x 4,7 cm	50 szt.
812001	Viggo średni	5,0 x 6,0 cm	50 szt.




0197



WAYSON MEDICAL Co., LTD

No,91, Junfeng Rd., Huangpu Guangzhou, China



Wellkang Ltd.

29. Harley St., London W1G9QR, UK