



## Nr REF: TB2000

Jednorazowy układ do resuscytacji noworodków ze złączką T, obrotowym kolankiem, regulowaną zastawką PEEP, uniwersalnym złączem kompatybilnym z najbardziej popularnymi aparatami do resuscytacji (NEOPUFF, BABYPUFF, inne), długość 1,5m , rury karbowane.



Opakowanie zbiorcze: 50 sztuk.  
Układy pakowane pojedynczo.



MEDIPLAS RESPIRATORY PRODUCTS SDN BHD  
& Jln KIP, Taman Perindustrian KIP  
52200, Kula Lumpur Malaysia  
[www.mediplas.com.my](http://www.mediplas.com.my)

Dystrybutor: